




1. Zwanenhals- of hyperextensie-deformiteit
2. Malletvinger
3. Boutonnière deformiteit
4. Trigger vinger of springvinger
5. Fracturen
6. Kromme of gedeveeerde vinger

Oval-8 splints zijn verkrijgbaar in maten 2 tot 15

Eveneens zijn er gel sheets en gel buisjes verkrijgbaar voor extra zacht comfort



De Oval-8 finger splints kunnen op 6 verschillende manieren gedragen worden en zijn ideaal om afwijkingen veroorzaakt door artrose of ongevallen te corrigeren.

Ook voor revalidatie na operatieve ingrepen bieden de Oval-8 finger splints een optimale en eventueel corrigerende ondersteuning

Kenmerken

- › De naadloos gesmolten plastic splints zijn zo licht en dun dat je nauwelijks merkt dat je ze draagt.
- › Het is niet nodig om Oval-8 splints vast te tapen. Er kunnen meerdere Oval-8 splints aan één hand worden gedragen zonder dat dit het functioneren van de hand belemmert.
- › De duurzame Oval-8 splints kunnen langdurig gedragen worden, maar zijn ook zeer makkelijk om aan en af te doen. Door de open structuur blijft de huid vrij van zweet en ook kunnen ze in water worden gedragen.
- › De Oval-8 splints kunnen langdurig worden gedragen door mensen met artrose om de kromme vingers rechter te krijgen of in ieder geval verdere kromming te voorkomen.

Art.

P1008-x	Individueel per maat
P1008-x - 5	5-pack in één maat
P1008-S	size kit (14 stuks)
P1008-K	rings kit: 42 splints + sizer
P1111-5	gel tubes

Maat Oval-8	Gemeten lengte	Maat Oval-8	Gemeten lengte	Maat Oval-8	Gemeten lengte	Maat Oval-8	Gemeten lengte	Maat Oval-8	Gemeten lengte
2	4,3 cm	5	5,3 cm	8	6,1 cm	11	7,1 cm	14	8,0 cm
3	4,5 cm	6	5,7 cm	9	6,4 cm	12	7,4 cm	15	8,2 cm
4	4,9 cm	7	5,9 cm	10	6,8 cm	13	7,7 cm		