

# Deviation Ulnaire NRX

Orthèse pour déviation cubital

mediroyal 




## Caractéristiques

- › Prise en charge de la correction de l'articulation MCP et l'étirement des doigts.
- › Fabriqué en aluminium déformable avec doublure douce en Plastazote - Confort Optimal pour le patient.
- › Soutien palmaire de l'articulation de la main pour les patients souffrant de rhumatisme.

## Indications

- › Post-MCP
- › Polyarthrite rhumatoïde
- › Déviation ulnaire

Taille	Largeur main (mm)	Code droite	Code gauche
<b>S</b>	55-70	2202R/S	2202L/S
<b>M</b>	70-85	2202R/M	2202L/M
<b>L</b>	85-100	22021R/L	2202L/L



  
**BeMedico**  
We care and dare

 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

**Commandes, retours & information de livraison:**  
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be