

# Orthèses en propylène

## Maramed

ORTHOPEDIC SYSTEMS

### Humerus Fracture Brace

#### 'Over the Shoulder guard' – art. HFB-OS

Attelle préfabriquée en polyéthylène

Cette orthèse peut être posée légèrement au-dessus de l'épaule



- › Produits haut de gamme en polypropylène homopolymère ou en polyéthylène
- › Thermoformable à l'aide d'un pistolet à chaleur ou d'un sèche-cheveux
- › • Simple à adapter

### Thumb Guard Spika – Art. HFB-SG


Orthèse préfabriquée en polyéthylène pour le traitement des fractures



### Indications

- › Traitement non opératoire des fractures de l'humérus
- › Après enlèvement des fixations internes et externes
- › Après une biopsie

Taille	Contour	Longueur (cm)	
HFB-OS		Med.	Lat.
<b>S</b>	20-28 cm	15	28
<b>M</b>	28 - 35,5 cm	16,5	31,5
<b>L</b>	35,5 - 38 cm	18	34,5
<b>XL</b>	>38 cm	18,5	36



### Indications

- › Traitement non opératoire des fractures de l'humérus
- › Après enlèvement des fixations internes et externes
- › Après une biopsie

Taille	Contour	Longueur (cm)	
HFB-SG		Med.	Lat.
<b>S</b>	20-28 cm	15	28
<b>M</b>	28 - 35,5 cm	16,5	31,5
<b>L</b>	35,5 - 38 cm	18	34,5
<b>XL</b>	>38 cm	18,5	36

