



Taille: contour taille

Code d'article: APQAH-1/x

APYQAH-1/S	66 - 80 cm	APYQAH-1/XL	100 - 115 cm
APYQAH-1/M	80 - 90 cm	APYQAH-1/XXL	115 - 130 cm
APYQAH-1/L	90 - 100 cm	APYQAH-1/XXXL	130 - 145 cm

Code d'art. : consolidation: SPQ101/x

SPQ101/1	S/M	SPQ101/2	L/XL
----------	-----	----------	------

Caractéristiques

L'orthèse Lombatrax est différente grâce à son **système d'expansion gonflable unique** (chambre à air) permettant de **combinaison un traitement, un soutien et une décharge de la pression efficace** dans la colonne vertébrale.

Fonctionnement

- › Un **effet d'élongation** de la colonne vertébrale grâce aux chambres à air
- › **Détend les spasmes et les crampes musculaires**
- › Le corset est muni d'un **revêtement intérieur en coton**
- › Existe **avec plaque en plastique** au niveau du bas du dos et du bas-ventre
- › **Zone de sécurité indiquée** sur la pompe manuelle
- › **Les chambres à air sont disposées sur tout le pourtour du corset**
- › **Facile à poser** grâce à la fermeture velcro

Indications

- › Hernie
- › Lésions lombaires aiguës/chroniques
- › Pathologies vertébrales dégénératives
- › Spondylolisthésis (glissement de 2 vertèbres situées l'une au-dessus de l'autre)
- › Sciatique
- › Après un traumatisme
- › Infections osseuses
- › Douleur lombaire due à une mauvaise technique de levage

Avant le traitement

De discushernia, hernia nuclei pulposi of bulging disc bezorgt druk op de zenuwwortel wat leidt tot pijn

Après le traitement

Le Lombatrax permet une position idéale grâce à une élongation de l'espace intervertébrale, soulage la pression des vertèbres lombaires et cervicales.