


# Patello-Femoraal

La première orthèse  
qui agit en flexion



Le syndrome fémoro-patellaire et la luxation de la rotule se produisent en flexion. Ils sont souvent traités au moyen d'une orthèse qui exerce une action correctrice en extension. Breg possède désormais une orthèse qui répond aux besoins du patient.

La 20.50 est la première orthèse qui agit en flexion.

## Caractéristiques

- › Orthèse courte confortable (30,5 cm)
- › Sangle patellaire de force innovante afin de soutenir les mouvements naturels de la rotule
- › Cadre en magnésium = 30% plus léger que l'aluminium
- › Le cadre en magnésium soutient le ligament collatéral médian et le ligament collatéral latéral
- › Fonction dynamique:
  - commence à corriger immédiatement en flexion
  - plus grande force entre 30° et 40°
- › Air-pad innovant afin de maintenir la rotule en place
- › Travail sur mesure possible
- › Couleur standard : noir


## Indications

- › Syndrome fémoro-patellaire
- › Rotule instable
- › Tendinite rotulienne
- › Genou du sauteur

Taille	Contour cuisse	Contour mollet	Code d'art. gauche	Code d'art. droite
<b>XS</b>	34,3 – 40,6 cm	27,9 – 31,7 cm	PF010101	PF010201
<b>S</b>	40,6 – 47,6 cm	31,7 – 35,6 cm	PF010103	PF010203
<b>M</b>	47,6 – 54,6 cm	35,6 – 39,4 cm	PF010105	PF010205
<b>L</b>	54,6 – 61,6 cm	39,4 – 43,2 cm	PF010107	PF010207
<b>XL</b>	61,6 – 68,6 cm	43,2 – 47 cm	PF010109	PF010209
<b>XXL*</b>	68,6 – 74,9 cm	47 – 50,8 cm	PF010111	PF010211

Différentes versions pour la gauche et la droite

\*Uniquement sur commande



\*15 CM AU-DESSUS DE TUBERCULE  
ADDUCTEUR DU FEMUR



Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & information de livraison:  
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be