Optima DIAB




Optima DIAB - Art. DIAB/X



Code d'article: DIAB/X

Taille pour tous les modèles



S	34-36
М	37-39
L	40-42
XL	43-45
XXL	46-48



Indications dans le cas de traitement des ulcères chez les personnes diabétiques, des fractures hautes du pieds, en post-traumatique et post-op.

Caractéristiques

- > Chaussure réglable individuellement.
- > Semelle triple amovible
- Rigidité importante du soutien postérieur (thermo déformable).
- > La doublure intérieure est respirant et lavable.
- La rigidité, l'anti-torsion et l'anti-flexion commandent le mouvement et redistribue efficacement la pression sur l'ensemble de la voute plantaire.

Ce modèle inclus:

- 1 kit de semelle puzzel 3X3 pour une décompression ciblée de l'ulcère
- 1 système de verrouillage non amovible (utilisation unique du colson)

Indicaties

- > Ulcère du pied diabétique
- › Ulcère du pied
- Réadaptation après une amputation (à l'exception de l'amputation de Chopart)
- Rééducation après une intervention chirurgicale du tarse
- > Traitement chronique du pied de Charcot
- > Intervention chirurgicale du tendon d'Achille
- > Fracture de la cheville
- > Réadaptation de l'hémiplégie



Optima DIAB (2)

Optima CLHEEL - Art. CLHEEL/X



Caractéristiques

Chaussure réglable individuellement, avec une triple semelle amovible, en matière respirante et lavable. La rigidité, l'anti-torsion et l'anti-flexion contrôle le mouvement et réparti efficacement la pression sur l'ensemble de la voute plantaire.

Ce modèle inclus:

- 1 CLHeel Kit plantaires pour la décompression localisée de la plaie
- 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression ciblée de l'ulcère

Indications

- > Ulcère diabétique du talon
- > Escarre de décubitus
- Lésions du tendon d'Achille

Optima POST OP - Art. POSTOP/X



Indications

 Ulcères du pied diabétique avec des problèmes véneux.

Caractéristiques

- Dans la semelle un processus de renforcement est intégré qui évite la rotation et la flexion du pied ainsi qu'une réduction de la charge pendant la marche.
- La semelle est composée de trois couches individuelles de densités différentes.
- Maintien important grâce au contrefort thermodéformable
- > Chaussure réglable individuellement.
- La rigidité, l'anti-torsion et l'anti-flexion commandent le mouvement et redistribue efficacement la pression sur la partie plantaire.
- > La doublure intérieure est respirant et amovible.

Ce modèle inclus:

- » N°1 une pièce soft plantaire semelle
- 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression ciblée



- $\ \ \, \mbox{tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0) 54 50 47 02} \ \ \, \mbox{tel$
- info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & informaton de livraison:

Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be