Pavlik









Caractéristiques

- Grande satisfaction à cause de la facilité de mise en place
- > Textile confortable et très doux
- > Maintien du pied est solide et assez long
- Le contrôle du croisement des jambes par rigidification
- Modulaire avec d'autres tailles

Indications

- > Dysplasie de la hanche
- > Traitement fonctionnel des luxations de la hanche

Fonctionnement

- Amélioration du développement de l'articulation de la hanche, en réduisant sa liberté de mouvement
- Le positionnement des jambes donne un soutien à l'articulation de la hanche et empêche tout risque de dislocation



| Taille | Poitrine | Longueur du pied | Code d'art. | Contenu de l'emballage |
|--------|----------|------------------|--------------|--|
| S | 30-40 cm | 6 cm | TE23 400 011 | Périmètre poitrine S section de jambes S |
| S+ | 30-40 cm | 7,5 cm | TE23 400 012 | Périmètre poitrine S section de jambes M |
| М | 40-50 cm | 7,5 cm | TE23 400 022 | Périmètre poitrine M section de jambes M |



- tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0) 54 50 47 02
- info@bemedico.be | www.bemedico.be

Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be