

Bunion Boot

Fini les béquilles après l'opération d'un hallux valgus



| Taille | Pointure | Longueur de jambe * | Code d'art. |
|----------|----------|---------------------|-------------|
| S | <37 | 27,5 - 32,5 cm | AL058003 |
| M | 37 - 41 | 32,5 - 37,5 cm | AL058005 |
| L | >41 | 37,5 - 42,5 cm | AL058007 |

*DU CONDYLE MÉDIAN JUSQU'AU MALLEOLUS MÉDIAN

1 SEULE VERSION POUR LA GAUCHE ET LA DROITE

Indications


- › Après l'opération d'un hallux valgus
- › Fasciite plantaire ou autres problèmes de pied qui nécessitent une meilleure répartition du poids du corps
- › Dystrophie du pied et de la jambe
- › Fractures de fatigue

Innovant

- › Confort accru
- › Réduit le gonflement
- › Atténue la douleur
- › Améliore la cicatrisation
- › Favorise une démarche naturelle

Caractéristiques

- › Semelle intérieure plate pour un positionnement neutre de l'articulation
- › Semelle "auto-moulante", évite les mouvements inutiles des autres orteils et assure une meilleure répartition de la pression au niveau de la plante du pied
- › Un coussinet pneumatique à l'avant du pied favorise la circulation lymphatique après l'opération
- › Sangle innovante afin de maintenir le gros orteil en place
- › Profil bas afin de **prévenir les douleurs à la hanche**
- › **"Rocker-bottom"** avec 4 phases qui permettent d'approcher la démarche naturelle : heelstrike – straight – roll-off – toe-off
- › Ouverture au niveau du talon pour **un positionnement parfait de la jambe**
- › En **aluminium de qualité supérieure pour une immobilisation idéale**
- › **La mousse perméable à l'air** autour de la jambe **prévient la transpiration**: une exclusivité de Bledsoe
- › **Largeur optimale** de la semelle de marche :
 - le patient peut marcher de façon stable
 - le genou ne se place pas en valgus de sorte que le patient n'éprouve pas de douleur au niveau des condyles



📍 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele
☎ tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02
✉ info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & information de livraison:
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be