



# Xtern AFO

Pensez hors de la chaussure



## Caractéristiques

- › Orthèse unique qui procure un confort inégalé
- › L'orthèse est fixée à l'extérieure de la chaussure de sorte qu'il n'y a pas de plaque de support sous le pied
- › Idéal pour monter et descendre
- › S'accroupir et s'asseoir sur les genoux sans problèmes
- › Très durable
- › La forme symétrique s'adapte au pied gauche et droite.

## Indications

- › Pied tombant

## Innovations Xtern

- › Sangle velcro améliorée
- › 50% plus rapide à assembler que la version précédente (FS 3000)
- › Moins de vis de fixation et de forer nécessaires- Instructions de montage simplifiée
- › Insertions supplémentaires au talon pour une meilleure adhérence sur le talon de la chaussure
- › Tableau des tailles légèrement ajusté pour un meilleur fit


Taille	Pointure	Code
<b>Pedi</b>	24-31	TM100100-SA-P
<b>Small</b>	31-39	TM100100-SA-S
<b>Medium</b>	38-43	TM100100-SA-M
<b>Large</b>	43-51	TM100100-SA-L

# TM109100-x



Système de ferrure pour un pied idéal par pointure.

Ainsi vous savez que le levier de l'attelle pour la pointure est optimal.



Taille	Oeil distal/ tallon	Longueur pied (cm)	Pointure EU
Pedi	128	16	24
Pedi	133	16,5	25
Pedi	137	17	25,5
Pedi	141	17,5	26
Pedi	145	18	27
Pedi	149	18,5	28
Pedi	153	19	28,5
Pedi	156	19,5	29
Pedi	158	20	30
Pedi/small	160	20,5	31
Pedi/small	163	21	31,5
Pedi/small	168	21,5	32
Pedi/small	171	22	33
Small	175	22,5	34
Small	180	23	34,5
Small	183	23,5	35
Small	187	24	36
Small	190	24,5	37
Small	193	25	37,5
Small	196	25,5	38

Taille	Oeil distal/ tallon	Longueur pied (cm)	Pointure EU
Small/medium	199	26	39
Small/medium	203	26,5	40
Small/medium	205	27	40,5
Medium	208	27,5	41
Medium	211	28	42
Medium	214	28,5	43
Medium	217	29	43,5
Medium	220	29,5	44
Medium	223	30	45
Medium	226	30,5	46
Large	230	31	46,5
Large	233	31,5	47
Large	237	32	48
Large	241	32,5	49
Large	244	33	49,5
Large	248	33,5	50
Large	252	34	51