O.R. Merit





Taille	Code d'art.	Mesures
OR Merit Short	EK08001	40,6-55,9 cm
OR Merit Regular	EK08005	55,9-66 cm
OR Merit Long*	EK08007	66-76,2 cm
OR Merit X-Long*	EK08009	76,2 - + cm

* uniquement sur commande

Prise de mesure: 5cm sous l'aine jusqu'à la cheville 1 seule version pour la gauche et la droite

Caractéristiques

- > Baleines **adaptables à l'anatomie** de la jambe
- Emballage spécial afin de permettre une pose très pratique étape par étape
- Une sangle à hauteur du muscle gastrocnémien empêche l'orthèse de retomber
- La mousse perméable à l'air prévient la transpiration à l'intérieur de l'orthèse
- Se retire facilement en une seule fois, de sorte qu'il est très facile de la refixer
- Possibilité de réglage des limites de la flexion et de l'extension (flexion de 0° à 135° et extension de 0° à 90°)
- Munie du système Quick Lock afin de fixer le genou en extension complète
- Disponible en versions courte et longue

Indications

Cette orthèse peut être utilisée immédiatement pour une immobilisation complète ou pour un contrôle de la liberté de mouvement du genou après une intervention chirurgicale ou une lésion :

- des ligaments (croisés antérieurs/postérieurs, collatéraux médians/latéraux)
- > du tendon rotulien
- > du cartilage
- > du ménisque
- des fractures stables ou immobilisées par une fixation interne du plateau tibial, des condyles, de la partie proximale du tibia ou de la partie distale du fémur



tel: +32 (0) 54 54 51 54 | fax: +32 (0) 54 50 47 02

info@bemedico.be | www.bemedico.be