




## Caractéristiques

- › Facile à mettre et à enlever
- › Excellent confort avec un design élégant
- › Légère compression qui réduit le gonflement
- › Aucun outil n'est nécessaire pour la décharge du compartiment atteint grâce à l'innovation du bouton de réglage Breg
- › Disponible en version latérale et médiale

## Indications

- › L'ostéoarthrose légère médiale ou latérale
- › Menisectomie
- › Cartilage



\* 15 CM AU-DESSUS DE TUBERCULE  
ADDUCTEUR DU FÉMUR (CM)

Taille	Mesure fémur (cm) au-dessus mid-patella	Mesure fémur (cm) au-dessous mid-patella	Code Médial Gauche	Code Latéral Gauche	Code Médial Gauche	Code Latéral Droite
<b>S</b>	38-46	30-36	BR11712	BR11762	BR11722	BR11772
<b>M</b>	46-53	36-38	BR11713	BR11763	BR11723	BR11773
<b>L</b>	53-61	41-46	BR11714	BR11764	BR11724	BR11774
<b>XL</b>	61-69	46-51	BR11715	BR11765	BR11725	BR11775
<b>XXL</b>	69-76	51-57	BR11716	BR11766	BR11726	BR11776