

Revolution 3

Genouillère post-op
complètement ouverte



Version courte: de 46cm à 56 cm
Version longue: de 61cm à 71 cm (seulement sur commande)

Caractéristiques

- › Un design complètement ouvert pour un confort optimal
- › Les sangles sont fixées sur les montants articulaires pour un maintien optimal de l'articulation.
- › Réglable en longueur
- › Charnière facile à régler
- › Possibilités de limiter l'extension et la flexion de 10 en 10 degré. (En flexion de 0° à 110°, en extension de -10° à 110°)
- › L'articulation est équipée d'un système de verrouillage rapide pour fixer le genou de -10° à 40°
- › Taille unique
- › Les sangles au niveau des ischio-jambiers empêchent l'attelle de glisser

Indications

Cette orthèse peut être utilisée immédiatement en post-op pour une immobilisation complète ou pour un contrôle limité du genou après chirurgie ou traumatisme: ligaments (ACL, PCL, MCL of LCL)

- › pour les ligaments (LCA, LCP)
- › pour la rotule
- › pour le cartilage, le ménisque
- › pour les fractures stables et instables du plateau tibial, condyles fémoraux, fracture tibiale proximale ou fémur distale.

Taille	Code d'art.	Prise de mesures
Revolution 3 Short, Front Closure	EK019003	46-56 cm
Revolution 3 Long, Front Closure *	EK019005	61-71 cm
Revolution 3 Short, Rear Closure *	EK029003	46-56 cm
Revolution 3 Long, Rear Closure *	EK029005	61-71 cm

* Sur commande



🏠 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele
☎ tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02
✉ info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & information de livraison:
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be