



\*15 CM AU DESSUS DE  
TUBERCULE ADDUCTEUR DU  
FÉMUR

DIFFÉRENTES VERSIONS POUR GAUCHE ET DROITE  
DIFFÉRENTES VERSIONS POUR MÉDIAN / LATÉRALE

CODE D'ART. POUR LATÉRALE CHANGEZ 112 EN 114

L'attelle DUO est une conception totalement nouvelle de Breg, elle allie le traitement d'une rupture des ligaments croisés et la décharge uni-compartmental du genou.

L'attelle dynamique décharge le compartiment interne ou externe uniquement quand le patient étant la jambe, elle permet également un blocage efficace du tiroir antérieur ou postérieur.

L'élongation du montant articulaire permet un ajustement précis et individuel, qui augmente la correction créants ainsi une diminution de charge sur le plateau tibial.

## Caractéristiques

- › Charnière dynamiques bilatérales
- › Version gauche et droite
- › Montant médial ou latéral réglable
- › Jusqu'à 16° de correction en varus ou en valgus
- › Mise en place facile et rapide, avec montant variable en longueur
- › Utilisation pendant les activités sportives
- › Fermeture par "clips rapide"

## Indications

- › Ostéoarthrose
- › Avant/Après correction ostéotomie
- › Lésions du ménisque
- › Blessures LCA/LCP

Taille	Prise de mesure*	Taille	Art. code Médial Gauche	Art. code Médial Droite
<b>XS</b>	34 - 41 cm	<b>XS</b>	ED112101-B	ED112201-B
<b>S</b>	41 - 48 cm	<b>S</b>	ED112103-B	ED112203-B
<b>M</b>	48 - 57 cm	<b>M</b>	ED112105-B	ED112205-B
<b>L</b>	57 - 62 cm	<b>L</b>	ED112107-B	ED112207-B
<b>XL</b>	62 - 69 cm	<b>XL</b>	ED112109-B	ED112209-B